

Dräger DrugTest® 5000 Analysesystem zum Nachweis von Drogen

Der Abschlussbericht zur Erprobung des Dräger DrugTest® 5000 durch die DHPol liegt vor.



Das Polizeitechnische Institut (PTI) der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) hat den Dräger DrugTest 5000 umfangreich getestet. An der Erprobung nahmen neun Bundesländer teil, das PTI hat die analytische Auswertung vorgenommen.

Der Dräger DrugTest 5000 ist damit der einzige Drogentest, für den gesicherte Ergebnisse für den Einsatz bei der Polizei vorliegen.

Der Abschlußbericht beschreibt das System als bedeutende Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Drogenerkennung und bescheinigt dem System eine hohe Praxistauglichkeit:

- **Durchgängig sehr positive Bewertung der Handhabung; Bedienung sehr einfach, hygienisch und unkompliziert, bei eindeutiger Ergebnisablesung**
- **Durchgängig gute Akzeptanz der Betroffenen – dadurch bessere Einsetzbarkeit als Urintests**
- **Gesamtübereinstimmung mit der Blutanalyse bei 95 % bei geringer Rate von falsch-positiven Ergebnissen**

Mit den vorliegenden Ergebnissen ist das Dräger DrugTest 5000 das derzeit genaueste Mehrfach-Drogen-Vortestsystem auf Speichelbasis, das auf dem Markt erhältlich ist.

Der vollständige Abschlussbericht kann im kennwortgeschützten Bereich der Internetseite der DHPol abgefordert werden. Alternativ ist eine Zusammenfassung des Berichtes in der Zeitschrift „Polizei, Verkehr + Technik“ in der März/April-Ausgabe 2011, Vol.2, veröffentlicht.